

Anticorpo Monoclonal (Mab) Coelho Anti-Ige De Macaco - Ige

Número do item: CM0005502

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IgE de macaco Cynomolgus, produzido usando imunógeno de proteína de fusão recombinante. Adequado para aplicações de citometria de fluxo em ambientes de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-IgE de Macaco
Observações/Apelido	IgE; IGHE
Espécie	Macaco Cynomolgus
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-429 da IgE de Macaco (EHH62331.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Cynomolgus
Envio	Em saco de gelo