

Mab Coelho Anti-Mouse Cd10 Para Fc - Q61391

Número do item: CM0007975



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra CD10 (neprilisina) de camundongo, para citometria de fluxo. Imunógeno recombinante, validado em camundongo. Ferramenta essencial para pesquisa em neuropeptídeos e cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD10
Observações/Alias	Mme
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4311
GeneID	17380
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-750 da CD10 de camundongo (NP_032630.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61391
Peso Proteico	86kDa
Envio	Saco de gelo