

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd10 (Mme) Para Citometria De Fluxo - Q61391

Número do item: CM0004322



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD10 de camundongo (neprilisina, Mme). Validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para estudar a degradação de neuropeptídeos e a expressão de marcadores de superfície celular em modelos de camundongo. - Q61391

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD10
Observações/Apelido	Mme
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	4311
GeneID	17380
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-750 do CD10 de camundongo (NP_032630.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61391
Peso Proteico	86kDa
Transporte	Saco de gelo