

Coelho Anti-Mouse Cd10 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q61391

Número do item: CM0005220

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD10 de camundongo (neprilisina) para citometria de fluxo. Validado em amostras de camundongo, reconhece uma metaloprotease de superfície celular de 86kDa envolvida na degradação de peptídeos opioides e ANF. Ideal para imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD10 mAb
Observações/Apelido	Mme
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4311
GeneID (Camundongo)	17380
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-750 do CD10 de camundongo (NP_032630.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61391
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco com gelo