

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd102 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P35330

Número do item: CM0007926



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD102 de camundongo (ICAM-2), conjugado ao para citometria de fluxo. Reconhece o CD102 de camundongo, uma molécula de adesão celular de 31 kDa envolvida nas interações entre leucócitos e células endoteliais. Adequado para pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD102 de Camundongo
Observações/Apelidos	CD102; Ly-60; Icam-2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3384
GeneID (Camundongo)	15896
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-222 do CD102 de camundongo (NP_034624.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35330
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo