

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Murino Cd102 Para Citometria De Fluxo - P35330

Número do item: CM0006084



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD102 murino (Icam-2) para citometria de fluxo (CF). Reativo com amostras de camundongo; ideal para estudos de adesão leucocitária, vigilância imunológica e interações de células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Murino CD102
Observações/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3384
GeneID	15896
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-222 do CD102 murino (NP_034624.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35330
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo