

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd103 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - Q60677

Número do item: CM0010016

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD103 de camundongo (integrina alfa-E). Validado para citometria de fluxo, reage com camundongo. Útil para estudar a adesão linfócito-epitélio. Peso molecular de aproximadamente 129 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD103 de Camundongo
Observações/Alias	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3682
GeneID	16407
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 191-385 de CD103 de camundongo (NP_032425.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q60677
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Bolsa de gelo