

Coelho Anti-Mouse Cd105/Endoglin Mab Para Fc - Q63961

Número do item: CM0011954

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD105/Endoglin de camundongo. Adequado para citometria de fluxo. Permite o estudo de angiogênese, sinalização TGF-beta/BMP e biologia vascular. Imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD105/Endoglin mAb
Observações/Apelido	Endo; CD105; S-endoglin
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	2022
ID do Gene	13805
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q63961
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco com gelo