

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd105/Endoglina De Rato Para Citometria De Fluxo - Q63961

Número do item: CM0011424

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD105/Endoglina de rato. Validado para citometria de fluxo, reatividade em rato. 70 kDa. Adequado para pesquisa em angiogênese, biologia vascular e sinalização de TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD105/Endoglina de rato
Observações/Apelido	Endo; CD105; S-endoglina
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	2022
ID do Gene (Rato)	13805
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-581 do CD105 de rato (NP_031958.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q63961
Peso Proteico	70kDa
Envio	Em saco de gelo