

Coelho Anti-Mouse Cd105/Endoglin Mab Para Citometria De Fluxo - Q63961

Número do item: CM0005422

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD105/Endoglin de camundongo (Q63961). Imunogênio recombinante para especificidade. Ideal para pesquisa de angiogênese e biologia vascular baseada em citometria de fluxo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD105/Endoglin mAb
Observações/Apelido	Endo; CD105; S-endoglin
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2022
GeneID	13805
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-581 do CD105 de camundongo (NP_031958.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q63961
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco com gelo