

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd112/Nectina-2 Para Citometria De Fluxo - P32507

Número do item: CM0008884



### introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-mouse CD112/Nectina-2 conjugado a para citometria de fluxo. Tem como alvo a proteína de adesão celular e modulador de células T nectina-2; adequado para amostras de mouse em pesquisas sobre regulação imunológica e adesão celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb Coelho anti-Mouse CD112/Nectina-2                                                                                                                          |
| Observações/Alias   | MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvr12; nectin-2                                                                                                                          |
| Espécie             | Mouse                                                                                                                                                          |
| ID do Gene (Humano) | 5819                                                                                                                                                           |
| ID do Gene          | 19294                                                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína recombinante   Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-345 da CD112/Nectina-2 de mouse (NP_033016.3). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                         |
| Aplicação           | CF                                                                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Mouse                                                                                                                                                          |
| SWISS               | P32507                                                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 57kDa                                                                                                                                                          |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                                  |