


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd117/C-Kit Para Citometria De Fluxo - P05532

Número do item: CM0011525



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com validado para citometria de fluxo, direcionado ao CD117/c-Kit de camundongo (SWISS: P05532). Detecta o receptor de superfície em células hematopoiéticas e germinativas; adequado para pesquisa de células-tronco e análise de mastócitos.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD117/c-Kit mAb
Observações/Alias	W, Bs, Fdc, Ssm, SC01, SC05, SOW3, CD117, c-KIT, Tr-kit, Gsfsc01, Gsfsc05, Gsfscow3
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3815
GeneID	16590
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-523 do CD117/c-Kit de camundongo (NP_001116205.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05532
Peso Proteico	22kDa/108kDa/109kDa
Envio	Bolsa de gelo