

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd117/C-Kit Para Citometria De Fluxo - P05532

Número do item: CM0005778



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD117/c-Kit de camundongo (SWISS: P05532). Adequado para citometria de fluxo (CF), reconhece o receptor de 22/108/109 kDa. Ideal para pesquisa em células-tronco e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD117/c-Kit
Observações/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3815
ID do Gene	16590
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-523 de CD117/c-Kit de camundongo (NP_001116205.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05532
Peso da Proteína	22kDa/108kDa/109kDa
Envio	Bolsa de gelo