

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd119/Receptor 1 De Ifn-Gama De Rato Mab - P15261

Número do item: CM0011718

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra o CD119 de rato (receptor 1 de IFN-gama). Adequado para citometria de fluxo para caracterizar a sinalização do interferon gama em células imunológicas. Específico para rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD119/Receptor 1 de IFN-gama de rato mAb
Observações/Apêndice	Ifgr; CD119; Ifngr; Nktar; IFN-gammaR
Espécie	Rato
GeneID (humano)	3459
GeneID	15979
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-250 do CD119/Receptor 1 de IFN-gama de rato (NP_034641.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P15261
Peso Proteico	52 kDa
Envio	Em saco de gelo