

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd11A De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P24063

Número do item: CM0010675

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD11a de camundongo (Integrina alfa-L). Ideal para citometria de fluxo (FC). Adequado para estudos de adesão leucocitária e aplicações em pesquisa de células imunes.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | mAb de Coelho Anti-CD11a de Camundongo                                                                                               |
| Observações/Apelidos | Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A                                                                                           |
| Espécie              | Camundongo                                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano)  | 3683                                                                                                                                 |
| ID do Gene           | 16408                                                                                                                                |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 149-340 de CD11a de camundongo (NP_001240801.1) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                               |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                               |
| Aplicação            | FC                                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada  | Camundongo                                                                                                                           |
| SWISS                | P24063                                                                                                                               |
| Peso da Proteína     | 128 kDa                                                                                                                              |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                        |