

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd11A Para Citometria De Fluxo - P24063

Número do item: CM0007736

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado a reconhece especificamente o CD11a de camundongo (cadeia alfa da LFA-1), validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para imunofenotipagem e estudos de adesão leucocitária em modelos murinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo CD11a
Observações/Apelido	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3683
GeneID (Camundongo)	16408
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P24063
Peso Molecular da Proteína	128kDa
Envio	Em saco de gelo