


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd11B Conjugado Com Para Fc - P05555

Número do item: CM0012320



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD11b (Integrina alfa-M) de camundongo. Adequado para citometria de fluxo (FC). Reage com camundongo. Ideal para estudar adesão leucocitária, função do receptor de complemento e neuroinflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD11b
Observações/Apelido	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3684
GeneID	16409
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 do CD11b de camundongo (NP_032427.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Envio	Saco de gelo