


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd11B De Camundongo Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - P05555

Número do item: CM0008400



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD11b de camundongo (Integrina alfa-M, P05555) para citometria de fluxo (FC). Validado em amostras de camundongo; ideal para estudar a adesão de leucócitos, a função do receptor do complemento e a fagocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD11b de camundongo conjugado com
Observações/Apelidos	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	3684
ID do gene	16409
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 do CD11b de camundongo (NP_032427.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P05555
Peso da proteína	127 kDa
Envio	Bolsa de gelo