


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd11B Para Citometria De Fluxo - P05555

Número do item: CM0008731



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD11b de camundongo (Integrina alfa-M, CR3, MAC-1). Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC). Imunógeno de proteína recombinante (aa 143-337). Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de monócitos/macrófagos e microglia. UniProt P05555.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo CD11b
Observações/Apelido	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID	16409
GeneID (Humano)	3684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 do CD11b de camundongo (NP_032427.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reação Cruzada	Camundongo
SWISS	P05555
Peso Proteico	127 kDa
Remessa	Em saco de gelo