


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd11B () Para Citometria De Fluxo - P05555

Número do item: CM0004595



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD11b (integrina alfa-M) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar adesão de leucócitos, fagocitose e função do receptor do complemento em modelos murinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD11b mAb
Observações/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3684
GeneID	16409
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 de CD11b de camundongo (NP_032427.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Transporte	Saco de gelo