

Coelho Anti-Mouse Cd123 Anticorpo Monoclonal Para Fc - P26952

Número do item: CM0009282

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD123 de camundongo (receptor alfa de IL-3), validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para detecção de células progenitoras hematopoiéticas de camundongo e estudos de sinalização de IL-3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD123 mAb
Observações/Apelido	CD123; SUT-1; CDw123
Espécie	Camundongo
ID do Gene (humano)	3563
ID do Gene	16188
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-331 do CD123 de camundongo (NP_032395.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P26952
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo