

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd124/Il-4Ra De Rato Para Fc - P16382

Número do item: CM0011653

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD124/IL-4Rα de rato conjugado com , projetado para citometria de fluxo. Tem como alvo o domínio extracelular do IL-4R de rato, permitindo estudos das vias de sinalização de IL-4/IL-13.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD124/IL-4Ra de rato
Observações/Apelido	Il4r; CD124
Espécie	Rato
ID do Gene (humano)	3566
ID do Gene	16190
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-233 do CD124/IL-4Ra de rato (NP_001008700.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P16382
Peso Proteico	87kDa
Transporte	Saco de gelo