

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd124/Il-4Ra Para Fc - P16382

Número do item: CM0010156

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD124/IL-4Rα de camundongo para citometria de fluxo. Reconhece o domínio extracelular (aa 26-233), validado para amostras de camundongo. Ideal para estudar a sinalização de IL-4/IL-13 em pesquisas de alergia e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD124/IL-4Ra
Observações/Alias	Il4r; CD124
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3566
GeneID	16190
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-233 de CD124/IL-4Ra de camundongo (NP_001008700.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P16382
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Bolsa de gelo