

Mab Coelho Anti-Mouse Cd126/IL-6Rα Cadeia - P22272

Número do item: CM0009918

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a IL-6Rα (CD126) de camundongo, conjugado a para citometria de fluxo. Detecta IL-6Rα nativa, suporta estudos de imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD126/IL-6Rα cadeia
Observações/Apelidos	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3570
ID do Gene (Camundongo)	16194
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-357 da cadeia CD126/IL-6Rα de camundongo (NP_034689.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P22272
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo