

Coelho Anti-Mouse Cd126/IL-6R α Cadeia Anticorpo Monoclonal Para Fc - P22272

Número do item: CM0005512

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra o receptor alfa de interleucina-6 de camundongo (CD126/IL-6R α). Validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para estudos de sinalização IL-6, resposta imune e doenças inflamatórias. UniProt: P22272.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD126/IL-6R α cadeia mAb
Observações/Apelido	IL6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3570
GeneID (camundongo)	16194
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-357 da cadeia CD126/IL-6R α de camundongo (NP_034689.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P22272
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo