

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd126/Cadeia IL-6R α De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P22272

Número do item: CM0009141

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD126/receptor alfa da IL-6 (IL-6R α) de camundongo para citometria de fluxo. Detecta as formas ligadas à membrana e solúveis, sendo ideal para estudos de resposta imune e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD126/cadeia IL-6R α de camundongo
Observações/Apelidos	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3570
GeneID	16194
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-357 da cadeia CD126/IL-6R α de camundongo (NP_034689.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P22272
Peso da proteína	50 kDa
Envio	Bolsa de gelo