

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd127/IL-7Rα Para Fc - P16872

Número do item: CM0009366



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD127/IL-7Rα de camundongo, validado para citometria de fluxo. Específico para camundongo, com peso molecular previsto de 51 kDa. Adequado para pesquisa em imunologia e receptores de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD127/IL-7Rα
Observações/Apelidos	CD127; IL-7Ralpha
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3575
ID do Gene (Camundongo)	16197
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-239 do CD127/IL-7Rα de camundongo (NP_612564.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P16872
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo