

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd127/IL-7R α Para Citometria De Fluxo - P16872

Número do item: CM0010831



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta qualidade contra CD127/IL-7R α de camundongo, adequado para citometria de fluxo. Ideal para investigar a sinalização do receptor de interleucina-7 e TSLP no baço, timo e desenvolvimento de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD127/IL-7R α mAb
Observações/Apelido	CD127; IL-7Ralpha
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3575
ID do Gene (Camundongo)	16197
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-239 do CD127/IL-7R α de camundongo (NP_612564.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P16872
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo