

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd127/IL-7Rα De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P16872

Número do item: CM0008681



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD127/IL-7Rα de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a sinalização de IL-7/TSLP no baço, timo e fígado fetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD127/IL-7Rα de camundongo
Observações/alias	CD127; IL-7Ralpha
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	3575
ID do gene (camundongo)	16197
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-239 de CD127/IL-7Rα de camundongo (NP_612564.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P16872
Peso da proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo