


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd130/Gp130 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - Q00560

Número do item: CM0006259



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao domínio extracelular de CD130/gp130 (IL6ST) de camundongo. Validado para citometria de fluxo, com reatividade em amostras de camundongo. Ideal para pesquisas sobre sinalização imunológica, óssea e neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD130/gp130 de camundongo
Observações/alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	3572
ID do gene (camundongo)	16195
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-617 de CD130/gp130 de camundongo (NP_034690.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q00560
Peso da proteína	102 kDa
Envio	Bolsa de gelo