

Coelho Anti-Mouse Cd138/Syndecan-1 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P18828

Número do item: CM0006143

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD138/Syndecan-1 de camundongo para aplicações de citometria de fluxo. Validado para estudos de biogênese de exossomos e interação com matriz. Reage cruzadamente com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD138/Syndecan-1 mAb
Observações/Apelido	Sstn, Synd, CD138, Synd1, syn-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	6382
ID do Gene (Camundongo)	20969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-255 do CD138/Syndecan-1 de camundongo (NP_035649.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18828
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo