

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Camundongo Cd138/Sindecana-1 Para If-P E Fc - P18828

Número do item: CM0012444

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-camundongo CD138/Sindecana-1 conjugado com , validado para imunofluorescência (IF-P) e citometria de fluxo (FC). Adequado para estudar biogênese de exossomos, adesão celular e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal (mAb) de Coelho Anti-Camundongo CD138/Sindecana-1
Observações/Apelido	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6382
GeneID	20969
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-255 da CD138/Sindecana-1 de camundongo (NP_035649.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18828
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo