


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd14 Para Fc - P10810

Número do item: CM0010592



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD14 de camundongo, validado para citometria de fluxo. O CD14 de camundongo é um correceptor chave da imunidade inata para LPS e lipopeptídeos bacterianos. Ideal para imunofenotipagem de subconjuntos de macrófagos em pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo CD14
Observações/Apelido	CD14
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	929
GeneID (Camundongo)	12475
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-345 do CD14 de camundongo (NP_033971.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P10810
Peso Molecular da Proteína	39 kDa
Transporte	Saco de gelo