


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd14 Para Fc - P10810

Número do item: CM0010270



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD14 de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo o antígeno de diferenciação de monócitos de 39 kDa, um correceptor para lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) e mediador da resposta imune inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD14 mAb
Observações/Alias	CD14
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	929
GeneID	12475
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-345 do CD14 de camundongo (NP_033971.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P10810
Peso Proteico	39kDa
Envio	Bolsa de gelo