

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd140B/Pdgfr Beta De Camundongo Para Fc - P05622

Número do item: CM0009106



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao receptor CD140b/PDGFR beta de camundongo. Validado para aplicações de citometria de fluxo, reativo especificamente com camundongo. Peso molecular previsto de 123 kDa. Ideal para estudos da sinalização de PDGF no desenvolvimento, na angiogênese e na fibrose renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD140b/PDGFR beta de Camundongo
Observações/Apelido	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5159
GeneID (Camundongo)	18596
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 32-530 de CD140b/PDGFR beta de camundongo, NP_032835.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05622
Peso da Proteína	123 kDa
Envio	Bolsa de gelo