


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd140B/Pdgfr Beta De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P05622

Número do item: CM0009536



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado ao contra CD140b/PDGFR beta de camundongo (P05622), validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisas em biologia vascular, pericitos e fibrose renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD140b/PDGFR beta de camundongo
Observações/Apelido	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	5159
GeneID	18596
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-530 de CD140b/PDGFR beta de camundongo (NP_032835.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P05622
Peso da proteína	123 kDa
Envio	Bolsa de gelo