

Coelho Anti-Mouse Cd144/Ve-Cadherin Anticorpo Monoclonal Para Fc - P55284

Número do item: CM0010343



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD144/VE-Cadherin de camundongo (Swiss-Prot P55284). Validado para citometria de fluxo, adequado para biologia de células endoteliais e pesquisa vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD144/VE-Cadherin mAb
Observações/Apelido	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1003
GeneID (Camundongo)	12562
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 46-592 do CD144/VE-Cadherin de camundongo (NP_033998.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P55284
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Saco com gelo