

Coelho Anti-Mouse Cd144/Ve-Cadherina Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P55284

Número do item: CM0008033



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 647 direcionado ao CD144/VE-Cadherina de camundongo (SWISS P55284) para citometria de fluxo. Permite a detecção de caderina vascular endotelial em pesquisas sobre adesão de células endoteliais, organização de junções e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD144/VE-Cadherina mAb
Observações/Apelido	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1003
GeneID (Camundongo)	12562
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 46-592 do CD144/VE-Cadherina de camundongo (NP_033998.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P55284
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Saco com gelo