

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd146 Para Fc - Q8R2Y2

Número do item: CM0010547

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado contra CD146 de camundongo (MUC18/gicerin). Validado para citometria de fluxo. Visa o domínio extracelular (aa 24-563). Ideal para estudos de adesão de melanoma e monocamadas endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD146 mAb
Observações/Apelido	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4162
GeneID	84004
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-563 do CD146 de camundongo (NP_075548.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8R2Y2
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Saco de gelo