

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Murino Cd146 Para Fc - Q8R2Y2

Número do item: CM0008966

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD146 (MUC18) de camundongo. Validado para citometria de fluxo (FC) em amostras de camundongo. Adequado para detecção de molécula de adesão celular em pesquisas de melanoma e endotélio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Murino CD146 mAb
Observações/Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4162
GeneID	84004
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 24-563 da CD146 de camundongo (NP_075548.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8R2Y2
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo