

Coelho Anti-Mouse Cd150/Slam Mab - Q9Qum4

Número do item: CM0007842

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com anti-CD150/SLAM de camundongo, validado para citometria de fluxo. Visa a molécula de ativação linfocitária sinalizadora expressa em células imunes, adequado para pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD150/SLAM mAb
Observações/Apelido	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6504
GeneID	27218
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-242 do CD150/SLAM de camundongo (NP_038758.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QUM4
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco com gelo