

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd150/Slam Para Citometria De Fluxo - Q9Qum4

Número do item: CM0008466

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD150/SLAM (SLAMF1) de camundongo, um recetor de autoligando que regula a ativação imune. Adequado para citometria de fluxo. Peso proteico ~38 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD150/SLAM mAb
Observações/Alíás	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	6504
GeneID	27218
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-242 do CD150/SLAM de camundongo (NP_038758.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QUM4
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo