

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Murino Cd161C/Nk1.1 Para Citometria De Fluxo - P27814

Número do item: CM0011917

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD161c/NK1.1 (Klrb1c) de camundongo, validado para citometria de fluxo. O imunógeno recombinante garante detecção específica de células NK. Ideal para estudos de imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Camundongo CD161c/NK1.1
Observações/Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P1.9
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3820
ID do Gene	17059
Imunógeno	Proteína Recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-223 do CD161c/NK1.1 de camundongo (NP_001153376.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P27814
Peso da Proteína	25kDa
Transporte	Bolsa de gelo