

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd161C/Nk1.1 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P27814

Número do item: CM0007954

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD161c/NK1.1 de camundongo para citometria de fluxo. Detecta o antígeno de superfície celular NK NK1.1; adequado para imunofenotipagem e estudos funcionais de células natural killer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD161c/NK1.1 de camundongo
Observações/Apelidos	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKR-P1, Nk1.2, Klrp1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKR-P1.9
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	3820
ID do gene (camundongo)	17059
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 67-223 de CD161c/NK1.1 de camundongo (NP_001153376.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P27814
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo