

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Camundongo Cd162/Psgl-1 Para Fc - Q3Ta56

Número do item: CM0012778

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD162/PSGL-1 (Selp1g) de camundongo. Projetado para aplicações de citometria de fluxo, com reatividade cruzada em camundongo. Proteína de membrana com peptídeo sinal e domínio transmembrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-camundongo CD162/PSGL-1
Observações/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	6404
ID do Gene	20345
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q3TA56
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo