

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd162/Psgl-1 Para Fc - Q3Ta56

Número do item: CM0011161

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a fluoróforo, especificamente direcionado ao CD162/PSGL-1 de camundongo (Q3TA56). Validado para citometria de fluxo (FC), serve como uma ferramenta confiável para estudos imunológicos de adesão celular e tráfego de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD162/PSGL-1
Observações/Apelido	CD162; Psgl1; Selp1; Selp; Psgl-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	6404
ID do Gene	20345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-320 do CD162/PSGL-1 de camundongo (NP_033177.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q3TA56
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo