

Mab Coelho Anti-Cd19 De Camundongo Para Cf - P25918

Número do item: CM0004657

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a de alta qualidade contra CD19 de camundongo, validado para citometria de fluxo (CF). Permite a identificação precisa de células B no baço, medula óssea e sangue periférico, apoiando pesquisas em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-CD19 de camundongo
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	930
GeneID	12478
Imunógeno	Proteína recombinante de CD19 de camundongo
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P25918
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo