

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Murino Cd19 Para Fc - P25918

Número do item: CM0010741

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD19 de camundongo conjugado com para citometria de fluxo (FC). É direcionado ao antígeno CD19 de linfócitos B (60 kDa), um coreceptor BCR essencial para o desenvolvimento e função das células B. Validado em células B de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Murino CD19
Observações/Alias	Cd19
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	930
GeneID	12478
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-287 do CD19 de camundongo (NP_033974.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P25918
Peso da Proteína	60kDa
Transporte	Bolsa de gelo