

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd19 De Camundongo Para Fc - P25918

Número do item: CM0010339

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD19 de camundongo, um correceptor do antígeno de linfócitos B para a sinalização do BCR. Otimizado para citometria de fluxo em amostras de camundongo. Ideal para imunofenotipagem de células B e pesquisa diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD19 de camundongo
Observações/Alias	Cd19
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	930
ID do gene	12478
Imunógeno	Proteína recombinante de CD19 de camundongo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P25918
Peso da proteína	60 kDa
Envio	Gelo em bolsa