

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd19 De Camundongo Para Fc - P25918

Número do item: CM0006134

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , específico para CD19 de camundongo. Validado para citometria de fluxo, este anticorpo é ideal para imunofenotipagem de células B e pesquisas com linfócitos. Apresenta reação cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD19 de camundongo
Observações/Apelido	Cd19
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	930
GeneID	12478
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-287 do CD19 de camundongo (NP_033974.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P25918
Peso da proteína	60 kDa
Transporte	Gelo reutilizável